



دستگاه آماده استفاده است. در اینجا در نسخه رومیاری ارائه شده است. از طرف دیگر، می توان پیشنهاد داد که روی دیوار آویزان شود.

برنامه

در زیر یک اندازه مشخص، الک مورد استفاده برای مطالعه توزیع اندازه ذرات خاک به حد خود می رسد. قوانین استوکس مناسب تر است. روش ارائه شده در اینجا یک کاربرد است: روش رایبسنون پیپت.

توضیحات

توضیحات دستگاه

این برای انجام آزمایش های رسوب سنجی روی 7 نمونه در یک زمان طراحی شده است. این از عناصر اصلی زیر تشکیل شده است: مخزن با اندازه مناسب، ساخته شده از شیشه، یک قاب پشتیبانی با 2 ستون و سه قطعه متقاطع، یک چرخ دستی نگهدارنده پیپت که امکان حرکت دقیق پیپت را در هر دو جهت می دهد، یک قاب حرارتی گروه تنظیم و همزن، پیپت رایبسنون، در دو قسمت استاندارد، یک لامپ پیپتینگ، 7 لوله نمونه شیشه ای بوروسیلیکات با درپوش لاستیکی جامد خود، یک کیلو هگزامتافسفات سدیم.